

7600061 - Introdução a Microcontroladores

Projeto 05 - Espectrômetro e display VictorVision

Vinícius de Souza Miralhas, 10728289

Este documento deve ser utilizado em conjunto com o código Arduino e um display da Victor Vision (família V, classe C, 800×480 px.; estes dados podem ser alterados no software *UnicViewAD*) e tem por objetivo detalhar o funcionamento básico do sistema, suprir uma visão geral da montagem experimental e servir de referência geral para o uso do monocromador.

1 O espectrógrafo

O equipamento utilizado consiste em uma lâmpada e um conjunto de sensores que detectam luz na faixa de 300 – 1000 nm por meio de uma grade de difração, espelhos côncavos para focalizar a luz e um motor de passos para ajustar o ângulo do monocromador da leitura da intensidade do comprimento de onda selecionado.

O conjunto dispõe de duas amostras e três configurações pelas quais passa a luz da lâmpada:

1. Uma cubeta vazia/ar;
2. Uma cubeta com água e
3. Uma cubeta com neodímio diluído em água.

Em cada caso, a intensidade de *transmissão* é lida pelo Arduino. Com o auxílio de uma *linha de base* I_0 , é possível encontrar as raias de absorção da intensidade I medida por uma outra cubeta pela relação simples

$$T(\lambda) = \frac{I(\lambda)}{I_0(\lambda)} \quad (1)$$

Por exemplo, se a linha de base (I_0) medida for a da cubeta com água e a próxima intensidade (I) for a da cubeta com neodímio, a curva de transmissão permite avaliar com eficácia as raias de absorção da amostra: as quedas na transmissão correspondem aos comprimentos de onda que a amostra preferencialmente absorve.

A limitação dos comprimentos de onda de 300 – 1000 nm decorre tanto da faixa de operação do sensor acoplado ao espectrômetro e lido pelo Arduino como das restrições mecânicas impostas pelo motor de passos. O usuário poderá selecionar qualquer faixa de comprimentos de onda contanto que os limites impostos não sejam ultrapassados.

Os dados de transmissão são salvos no cartão SD do Arduino em *.csv* e podem eventualmente ser tratados em qualquer software de plotagem/manipulação, como *RStudio* ou *OriginPro*.

Para mais informações, o canal *Oficiência* do Prof. Luiz Antônio contém vídeos de **outros** tipos de espectrógrafos usando variados sensores e monocromadores:

- [Espectrógrafo com Sensor Linear TSL1402R](#)
- [2_Espectroscopia de Luminescência e Excitação](#)

2 Manual de uso

2.1 Upload preliminar

Antes de utilizar o espectrógrafo, certifique-se de fazer o upload do projeto `uvadproj` ao display da VictorVision e do código-fonte `.ino` à placa Arduino, como indicado pela [fig. 1](#).




Figura 1: Arquivos necessários para inicializar o espectrógrafo. a) Caso esteja utilizando a Arduino IDE, inicialize qualquer um dos arquivos `.ino`: o programa é composto por todas as abas indicadas e o upload à placa automaticamente compila todos esses módulos. b) O arquivo `.uvadproj` deve ser aberto pelo UnicViewAD, compilado, transferido a qualquer dispositivo de armazenamento portátil e então injetado no display.

Display VictorVision:

1. Insira o dispositivo USB (pendrive, etc.) no computador e abra o arquivo `Equipamento.uvadproj`.
2. Clique no martelo que indica *compile all*.
3. Clique no botão que tem um cartão SD e um pendrive após selecionar o drive correto na caixa imediatamente à direita.
4. Copiados os arquivos, remova o dispositivo do computador. Em seguida, ligue um adaptador AC de 5V ao display. (**atenção:** o display não tolera tensões superiores a 5V.)
5. Insira o dispositivo do item 3 na entrada USB do display, ligue-o e aguarde a transferência dos arquivos. O buzzer do aparelho será acionado quando esta transferência for bem sucedida. Remova o pendrive; o display será reiniciado em seguida com o programa correto.

Arduino Mega:

1. Certifique-se de ajustar a placa e o microcontrolador selecionados são o Arduino Mega 2560 ([fig. 2](#)).




Figura 2: Configurações necessárias para o upload à placa.

2. Certifique-se de que a biblioteca `SdFat 1.1.4` está instalada no seu computador. Caso não esteja, [baixe-a aqui](#) e a instale conforme [estas instruções](#).

3. Ligue o espectrógrafo em uma tomada de 110V. (**deve** ser de 110V.) Em seguida, faça o upload do programa à placa. Não faz diferença qual das abas está atualmente selecionada (`Ard_P5.ino`, `SD.ino`, `plots.ino`, `buttons.ino` ou `misc.ino`).
4. Feito o upload, desligue o equipamento e ligue os pinos do display na Serial TX3/RX3, seguindo as orientações dos fios.
5. Insira um cartão SD no shield acoplado ao Mega. O programa não inicializará se não houver um SD no dispositivo.

Para inicializar o programa, é suficiente ligar primeiro o display e em seguida espectrógrafo. O programa `.ino` automaticamente reiniciará o display e fará a “sincronização” handshake entre ambos. Quando tiver de reiniciar o programa, simplesmente aperte o botão de reset do Arduino; não há a necessidade de retirar e reinserir a alimentação do display, a não ser que aconteça alguma exceção não documentada.

2.2 Uso geral

1. Este programa pode ser utilizado sem a necessidade de conectar o cabo serial a um computador após o upload inicial. No entanto, se um Serial Monitor estiver ligado, funcionalidades extras são liberadas.
2. Quando inicializado, o programa pedirá a faixa de valores para o comprimento de onda λ . Toque nas caixas retangulares para alterar o valor de cada limite.
3. Em seguida, o motor de passos calibrará e localizará o comprimento de onda mínimo da faixa anterior. Este processo é lento.
4. Puxe ou empurre a alavanca até selecionar a cubeta necessária para a linha de base. Tipicamente, ou é escolhido o ar ou a cubeta com água. Nenhuma das outras funções estará disponível antes de medir I_0 . Pressione o botão para medir. (fig. 3)




Figura 3: Funções principais do programa.

5. Enquanto o programa mede o espectro da cubeta selecionada, os valores de “x” (λ da medição) e “y” (intensidade em unidades arbitrárias, variando de 0 – 1023 ou transmissão percentual, variando de 0 – 100) serão indicados no canto superior direito

6. Medido I_0 , sinta-se livre para imprimir os valores desse vetor no serial: pressione **Extras** e **Print I_0** . (fig. 4)
7. Em seguida, ajuste a alavanca até a cubeta desejada e meça a curva de transmissão T (eq. (1)) pressionando **T[%]**.
8. Ao final da medição, o usuário será perguntado se deseja salvar os dados. Em caso positivo, insira um nome (ou use o padrão) clicando na caixa **Nome:.** Para confirmar um nome, clique em **OK** no teclado. Por fim, salve clicando em **Salvar**.
9. Sinta-se para verificar os dados dos vetores de I e T na tela **Extras** (fig. 4)




Figura 4: Funções extras do programa. Exigem que o Serial Monitor esteja aberto na Arduino IDE.

10. O programa suporta até 3 plots de T simultaneamente em três cores: vermelho, azul e verde. No 4º plot, o 1º será automaticamente substituído.
11. Caso queira limpar o gráfico, pressione **Limpar** (fig. 3). Os dados atuais de I_0 , I e T não serão perdidos.
12. Caso tenha perdido a oportunidade de salvar a medição T atual, pressione **Salvar** (fig. 4) para salvar manualmente.
13. Finalmente, para utilizar uma nova faixa de valores para o comprimento de onda, clique em **Ajustar λ** (fig. 3). Ao redefinir essa faixa, o cursor do equipamento será navegado até o novo λ_{\min} e os valores anteriores de I_0 , I e T serão imediatamente esvaziados. Portanto, salve os seus dados antes de reajustar λ .
14. Quando finalizar o uso do equipamento, desligue o espectrógrafo e remova o cabo serial (se estiver conectado) antes de remover o cartão SD para a análise dos dados.

Caso tenha de realizar alterações pontuais ao código-fonte `.ino`, sugiro que mantenha sempre um backup do programa original.

3 Documentação

A documentação geral pode ser consultada diretamente pelo código-fonte. Serão comentados aqui apenas os pontos principais do programa.

Recursos extras:

- [Documentação biblioteca UVAD.ino](#). Baixe também o repositório de [exemplos](#). *Referência Geral e Leitura de Sensores* são especialmente úteis.
- [Manual de usuário UnicView AD](#) e [Projetos Demo](#). Utilize os projetos demo para ter uma noção de como usar o Unic View AD diretamente.
- Tutoriais em vídeo:
 - [Tutoriais Victor Vision](#)
 - [Treinamento Unic View AD](#)

3.1 Forçando o reinício do Display

```
1 void setup()
2 {
3   Serial.begin(9600);
4   Serial3.begin(115200);
5   Lcm.begin();
6   t_i = millis();
7   /*** Garantir o reinício completo do display
8   // Por um total de 1s, força o reinício do display.
9   // Isto contorna o problema do Lcm.write recebendo dados indevidos.
10  while (millis() - t_i < 1000) {
11    Lcm.resetLCM();
12    Lcm.changePicId(0);
13  }
14  /***
15  ...
```

Definindo uma variável `t_i` do tipo `unsigned long`, é possível travar o início do display por um total de 1s. Esse intervalo foi estabelecido por testes. A função `Lcm.resetLCM()` é constantemente acionada até que o display finalmente receba a função. `Lcm.changePicId(0)` tenta trocar a tela do display para a tela inicial imediatamente após o reset.

Um delay entre `Serial3.begin(115200)` e `Lcm.begin()` não foi suficiente para resolver o problema, mas a rotina descrita sim.

3.2 “Interpolação” de ordem zero

Talvez o leitor esteja familiarizado com o conceito de interpolação linear ou similar. Defino *interpolação de ordem zero* uma aproximação simples de índices quando o total de medições é diferente do total de pontos exigidos pelo plot. O objeto *Trend Curve Display* do UnicView AD tem um incremento horizontal (em px.) fixo: o total de pontos a serem plotados é fixo, portanto. No código-fonte, dado que o passo mínimo é fixo, a quantidade de medições cresce com a faixa de λ_{min} a λ_{max} .

Ou seja, é possível que o *TrendCurveDisplay* aguarde por 341 pontos enquanto tenham sido medidos apenas 43, por exemplo. Como contornar este problema?

Suponha uma situação mais simples: 10 pontos medidos, 18 pontos plotados. Imaginei a seguinte forma de simplificar o problema: se $i = 0, \dots, 9$ é o índice do array que armazena os pontos medidos e $j = 0 \dots 17$ é o índice do ponto a ser plotado, é nítido que a i -ésima medição

talvez tenha de ser plotada mais de uma vez para atingir os 18 pontos exigidos. Impondo relação linear entre i e j , chega-se a:

$$\frac{i}{j} = \frac{\Delta i}{\Delta j} = \frac{9}{17} = \frac{N_{\text{med}} - 1}{N_{\text{plot}} - 1} \quad (2)$$

Por exemplo, o $j = 13$ corresponde a $i = 6.88$, que pode ser arredondado para 7. Portanto, o 14^o ($13 + 1$) ponto do plot é aproximado pela 8^o ($7 + 1$) medição. Isto é o que defino de interpolação de ordem zero, por ser essencialmente um algoritmo de busca. A relação completa entre os índices pode ser consultada pela [tabela 1](#).

| j | i_{eff} | i_{round} |
|-----|------------------|--------------------|
| 0 | 0,00 | 0 |
| 1 | 0,53 | 1 |
| 2 | 1,06 | 1 |
| 3 | 1,59 | 2 |
| 4 | 2,12 | 2 |
| 5 | 2,65 | 3 |
| 6 | 3,18 | 3 |
| 7 | 3,71 | 4 |
| 8 | 4,24 | 4 |
| 9 | 4,76 | 5 |
| 10 | 5,29 | 5 |
| 11 | 5,82 | 6 |
| 12 | 6,35 | 6 |
| 13 | 6,88 | 7 |
| 14 | 7,41 | 7 |
| 15 | 7,94 | 8 |
| 16 | 8,47 | 8 |
| 17 | 9,00 | 9 |

Tabela 1: Colunas para o j -ésimo ponto do plot, a correspondente i -ésima medida puxada (exata) e a aproximada, respectivamente.

Portanto, se o vetor contendo as 10 medidas já for conhecida, é suficiente varrer um loop por j e optar por plotar o i_{eff} -ésimo elemento medido. Mas e se o objetivo for plotar enquanto os pontos são medidos? Para isso, deve-se saber quantas vezes um dado i deve ser plotado. Uma forma óbvia de fazer isso seria varrer $j = 0, \dots, N_{\text{plot}} - 1$, multiplicar cada j pelo fator de equivalência $\frac{N_{\text{med}} - 1}{N_{\text{plot}} - 1}$ e contar quantas vezes o i atual foi mapeado nesse processo. Em seguida, é suficiente plotar o ponto i atual essa mesma quantidade de vezes.

Código Arduino:

```

1 int contagem = 0;
2 for (int j = 0; j < plotPoints; j++) {
3   if (round(j * conversion) == imed) contagem++;
4 }
5
6 for (int j = 0; j < contagem; j++) {
7   int x, y;
8   ...
9   switch (currentChannel) {
10    case 0:
11      Lcm.writeTrendCurve0(y);
12      break;

```

`Lcm.writeTrendCurve0(y)` plota o y atual (ou seja, a medição atual, a menos de fatores multiplicativos para determinar se é I_0 ou T) pela quantidade de vezes que o i atual é contabilizado ao varrer $j = 0, \dots, N_{plot}$. Comentários adicionais estão no código-fonte.

3.3 Ler números e textos do display

[Vídeo auxiliar para esta subseção.](#)

Para ler números e strings do display para o Arduino, crie um Numeric/Text Input com um determinado ValuePointer no software UniView AD. Altamente recomendo que essas variáveis sejam espaçadas de 10 em 10 no mínimo em caso de Numeric Input e de pelo menos o comprimento da string no caso de Text Input.

Exemplo: em TextInput, se uma caixa de TextInput tiver Text Length de 10, o total de caracteres armazenados será o dobro disso (vide vídeo): 20. Se o VP deste objeto for 300, inicie o VP do próximo objeto (Numeric Input, Text Input, etc.) em pelo menos 320. Se não fizer isso, as strings serão escritas em um só objeto ao invés de dois objetos separados.

Numeric Input:

```
1 // Na definição de vars globais:
2 LcmVar lcmLambdaMinInput(502); // VP: 502
3 int lambda_min;
4 ...
5 // Em adjustLambda():
6 if (lcmLambdaMinInput.available()) {
7     lambda_min = lcmLambdaMinInput.getData();
8     ...
```

Text Input:

```
1 // Na definição de vars globais:
2 LcmString fileNameInput(402, 16); //VP: 402
3
4 // Em saveToSDScreen():
5 String fname = "trans.csv";
6 ...
7 if (fileNameInput.available()) {
8     fname = "";
9     while (fileNameInput.available()) {
10         fname += (char)fileNameInput.getData();
11     }
12     ...
```

Para usar Text/Numeric input, uma tela de teclado é necessária. Use o exemplo *Referência Geral* para extrair os teclados necessários para cada um.

3.4 Usando SetValue

Similar a Text/Numeric Input, mas o toque simplesmente fixa um valor para a variável, não surge uma tela de teclado. É ideal para mapear funções de botões. A discussão de VP da subseção anterior continua válida.

```
1 ...
2 // Nas definições de vars globais:
3 LcmVar plotButton(100);
4 ...
5 // Em loop():
6 if (plotButton.available()) {
7
```

```

8   byte opcao = plotButton.getData();
9   Serial.println(opcao);
10  switch (opcao)
11  {
12      // Botão 1: Lê e plota I0
13      // Limpa o TrendCurve. Insere os limites corretos. Mede e plota
14      // simultaneamente.
15      case 1:
16          ...

```

3.5 TrendCurveDisplay

[Vídeo auxiliar para o TrendCurveDisplay](#) Cada objeto TrendCurveDisplay admite uma única curva. Para dar a impressão de três curvas simultâneas, sobrepos três objetos TrendCurveDisplay sobre as mesmas coordenadas no UnicView AD. Cada TrendCurveDisplay tem um canal, então usei o Arduino para fazer um ciclo sobre o canal atual, incrementando uma unidade sempre que T[%] for chamada. TrendCurveDisplays admitem apenas valores inteiros, floats são arredondados para int.

Total de pontos do plot:

Meça a extensão horizontal do TrendCurveDisplay, em pixels. Definido o seu HorizontalIncrement, o total de pontos plotados para ocupar todo o plot é dado por

$$\Delta(\text{pixels})/\text{HorizontalIncrement} + 1.$$

Por exemplo, neste projeto, todas as TrendCurveDisplays têm extensão horizontal de 680 pixels e HorizontalIncrement de 2 pixels. Total de pontos: $340 + 1 = 341$.

Escrevendo pontos no plot: Defina uma escala prévia para os valores que o plot receberá. De preferência, use uma faixa fixa geral para todas as aplicações, como $0 \sim 1000$. Defina no Arduino a conversão entre a quantidade real e aquela que será plotada.

Exemplo: a faixa real de valores para a quantidade é $-680 \sim 100$. O valor -340 é mapeado para $435.897 = 436$.

Neste exemplo, use VerticalZoom como $1000 - 0 = 1000$ ao invés de $100 - (-680) = 780$.

Quando for acionar a função `Lcm.writeTrendCurve0(y)`, `Lcm.writeTrendCurve1(y)`, etc., certifique-se de que o seu $y \neq 0$. Se for $y = 0$, o ponto simplesmente não será plotado, será ignorado. Portanto, se 30 dos 341 pontos a serem plotados forem nulos, apenas 311 pontos serão plotados. Para evitar isso, certifique-se de que $y = 0$ é redefinido para $y = 1$, uma diferença imperceptível no plot se o seu VerticalZoom for alto.